

GL Control N

1,5 ml Reaktionsgefäße mit 650 µl Kontroll-Lösung für Glukose und Laktat

Bestellinformation

0500 988 012 00	50 x 650 µl
60520501	50 x 650 µl

Beschreibung

Die Kontrolllösung ist im Verhältnis 1 + 50 vorverdünnt. Sie darf nur für Hämolysemethoden mit gleichem Verdünnungsverhältnis eingesetzt werden. Die Konzentrationen der Analyte liegen im Normalbereich.

Lagerung

Die GL Control N Gefäße sind lichtgeschützt und gekühlt bei +2°C bis +8°C aufzubewahren.

Haltbarkeit

Ungeöffnete Kontrollgefäße sind bei o.g. Lagerbedingungen bis zum Ende des angegebenen Verfallsmonats haltbar. Geöffnete Gefäße sind innerhalb 24h zu verbrauchen.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Beachten Sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch von Laborreagenzien.

Vorbereitung und Durchführung

Die Kontrolllösung ist gebrauchsfertig, vorverdünnt und abgefüllt. Bei der Durchführung der Messungen von Kontrollen ist entsprechend der Gebrauchsanweisung des Gerätes vorzugehen.

Sollwerte und Bereiche

Die Zielwerte wurden durch umfassende Messungen mit den aufgeführten Geräten bestimmt. Die maximal zulässigen Bereiche wurden entsprechend der „Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen“ (RiliBäk 2008), Tabelle B 1a Spalte 3 festgelegt.

Entsorgung

Für die Beseitigung sind die entsprechenden nationalen und örtlichen Vorschriften zu beachten.

Literatur

RiliBäk - Deutsches Ärzteblatt; Jg. 107; Heft 7; 15. Februar 2008

GL Control N

1.5 ml reaction cups prefilled with 650 µl control solution for glucose and lactate

Order Information

0500 988 012 00	50 x 650 µl
60520501	50 x 650 µl

Description

The control solution is pre-diluted at a ratio of 1 + 50. It only can be used for hemolysate methods with a pre-dilution of 1 + 50. The concentrations of the components are in normal range.

Storage

The cups of GL Control N must be stored protected from light and cooled at +2°C to +8°C.

Stability

Unopened GL Control is stable until the end of the indicated month of expiry at storage conditions named above. Broached cups must be used within 24h.

Warnings and Precautions

Take the necessary precautions for the use of laboratory reagents.

Preparation and Procedure

The control solution is ready to use, pre-diluted and filled. For measuring of controls please refer to the user manual of the device.

Assay values and Ranges

Assay values were determined by extensive measuring with below written devices. The maximum permissible ranges were defined according to „Guidelines of the German Federal Medical Council“ (RiliBäk 2008).

Waste management

For disposal please refer to national and local legal requirements.

Literature

RiliBäk - Deutsches Ärzteblatt; Jg. 107; Heft 7; 15. Februar 2008

GL Control N	LOT-Nr. / LOT-No.	221100-1	Verfallsdatum / Expiry date			2024-04-30
Gerät / Device	Methode / Method		Parameter / Parameter	Sollwert / Assay value	Bereich / Range	Masseinheit / Unit
SUPER GL easy SUPER GL easy+ SUPER GL compact SUPER GL ambulance / SUPER GL SUPER GL2 SUPER G(L) speedy Gefäße weiß / cups white Kalibrator blau / calibration blue	enzymatisch / amperometrisch / enzymatic / amperometric	Glukose / Glucose	81,3	72,3 - 90,2	mg / dl	
			4,51	4,01 - 5,01	mmol / l	
		Glukose plasmabez. / Glucose plasmaref.	90,3	80,3 - 100	mg / dl	
			5,01	4,46 - 5,56	mmol / l	
		Laktat / Lactate	15,5	13,8 - 17,2	mg / dl	
			1,72	1,53 - 1,91	mmol / l	
SUPER GL easy+ (HB) SUPER GL compact (HB) Gefäße gelb / cups yellow Kalibrator grün / calibration green	enzymatisch / amperometrisch / enzymatic / amperometric	Glukose / Glucose	87,0	77,5 - 96,6	mg / dl	
			4,83	4,30 - 5,36	mmol / l	
		Glukose plasmabez. / Glucose plasmaref.	96,9	86,3 - 108	mg / dl	
			5,38	4,79 - 5,97	mmol / l	
		Laktat / Lactate	16,7	14,8 - 18,5	mg / dl	
			1,85	1,65 - 2,05	mmol / l	
SUPER GL easy+ (HB) SUPER GL compact (HB)	photometrisch (physikalische Prüfung) / photometric (physical determination)	Hämoglobin-Äquivalent / Hemoglobin equivalent	13,1	12,6 - 13,6	g / dl	
			8,14	7,81 - 8,47	mmol / l	



GL Control N

Kontrolinis tirpalas matavimo tikslumui ir fermentiniam ampermetriniam gliukozės ir laktato nustatymui

Užsakymo informacija

0500 988 012 00	50 x 650 µl
60520501	50 x 650 µl

Aprašymas

Kontrolinis tirpalas skiedžiamas santykiu 1 +50. Jį galima naudoti tik su hemolizatu, kai skiedimo santykis yra 1 +50. Komponentų koncentracija yra normos ribose.

Laikymas

Kontrolinio tirpalas indeliu GL N reikia laikyti tamsioje, vėsioje vietoje +2° C / +8° C temperatūroje.

Stabilumas

Neatidarytas GL Control mėgintuvėlis yra stabilus iki nurodytos ant pakuotės galiojimo datos ir kai laikomas nurodytomis sąlygomis. Atidaryti mėgintuvėliai gali būti naudojami 24 valandas.

Išpėjimai ir atsargumo priemonės

Imkitės reikalingų apsaugos priemonių darbu su laboratoriniais reagentais.

Paruošimas ir Procedūra

Kontrolinis tirpalas paruoštas naudoti, atskiestas ir pripildytas.
Žr. naudojimo instrukciją.

Bandinio vertės ir santykis

Bandinio vertės nustatytos pagal „Vokietijos Federacijos Medikų Tarybos Normas“ (RiLiBÄK 2008).

Disponuoti

Žr. vietinius teisinius reikalavimus.

Literatūra

RiLiBÄK - Deutsches Ärzteblatt; Jg. 107; Heft 7; 15. Februar 2008

GL Control N

Roztwór kontrolny dla pomiaru dokładności i precyzji oznaczania glukozy i mleczanów metodą amperometryczną

Dane dla zamówienia

0500 988 012 00	50 x 650 µl
60520501	50 x 650 µl

Opis

Roztwór kontrolny jest rozcieńczony wstępnie w stosunku 1+50. Może być stosowany wyłącznie dla metod wymagających wstępnego rozcieńczenia 1+50. Stężenie składników jest na normalnym poziomie.

Przechowywanie

Probówki GL Control N muszą być chronione przed światłem i przechowywane w temperaturze od +2 ° C do +8 ° C.

Trwałość (stabilność)

Zamknięte, nieużywane GL Control i są stabilne do końca wskazanego miesiąca ważności, pod warunkiem przestrzegania zasad prawidłowego przechowywania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy przestrzegać niezbędnych środków ostrożności jak przy używaniu odczynników laboratoryjnych.

Przygotowanie i Procedura

Roztwór kontrolny jest gotowy do użycia, nie należy go rozcierać ani uzupełniać.
Proszę stosować się do instrukcji obsługi tego analizatora.

Oznaczenie wartości i zakresu

Wartości oznaczania zostały określone zgodnie z "Wytocznymi - Niemieckiej Federalnej Rady Medycznej" (RiLiBÄK 2008).

Usuwanie odpadów

Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów prawa oraz regulacji w tym zakresie.

Literatura

RiLiBÄK - Deutsches Ärzteblatt; Jg. 107; Heft 7; 15. Februar 2008

GL Control N	LOT-Nr. / Los-Nr.	221100-1	Galioja iki / Data ważności			2024-04-30
Priemonė / urządzenie	Metodas / Metoda	Parametras / Parametr	Bandinio vertė / Analiza wartości	Santykis / Zakres	vienetai / jednostka	
SUPER GL easy SUPER GL easy+ SUPER GL compact SUPER GL ambulance / SUPER GL SUPER GL2 SUPER G(L) speedy indeliai natūralūs / przezroczystymi probówkami kalibravimo tirpalas mėlynas / niebieskie kubeczki z kalibratorem	Fermentinis / ampermetrinis / enzymatic / amperometric	Gliukozė / glukoza	81,3	72,3 - 90,2	mg / dl	
			4,51	4,01 - 5,01	mmol / l	
		glucose plasmaref.	90,3	80,3 - 100	mg / dl	
			5,01	4,46 - 5,56	mmol / l	
		Laktatas / mleczany	15,5	13,8 - 17,2	mg / dl	
			1,72	1,53 - 1,91	mmol / l	
SUPER GL easy+ (HB) SUPER GL compact (HB) indeliai geltoni / žółtymi probówkami kalibravimo tirpalas žalias / zielone kubeczki z kalibratorem	Fermentinis / ampermetrinis / enzymatic / amperometric	Gliukozė / glukoza	87,0	77,5 - 96,6	mg / dl	
			4,83	4,30 - 5,36	mmol / l	
		glucose plasmaref.	96,9	86,3 - 108	mg / dl	
			5,38	4,79 - 5,97	mmol / l	
		Laktatas / mleczany	16,7	14,8 - 18,5	mg / dl	
			1,85	1,65 - 2,05	mmol / l	
SUPER GL easy+ (HB) SUPER GL compact (HB)	Fotometrinis (fizinis nustatymas) / fotometryczna (physical determination)	Hemoglobino ekvivalentas / Poziom hemoglobiny	13,1	12,6 - 13,6	g / dl	
			8,14	7,81 - 8,47	mmol / l	