

		
Eurotrol Your Global Reference Point for Quality Control		
Eurotrol HemoTro®	REF	REF
Low (Level 1)	022.001.002	Level 3
Normal (Level 2)	022.002.002	Low (Level 1)
High (Level 3)	022.003.002	Normal (Level 2)
Level 1	171.001.002	High (Level 3)
Level 2	171.002.002	

EN Intended Use

Eurotrol HemoTro® is an assayed quality control material for professional use to verify the performance characteristics of the HemoCue Hb 201 systems. HemoTro® is intended for the quantitative determination of hemoglobin.

Summary and Principle Eurotrol HemoTro® is a quality control material containing a known hemoglobin concentration in three clinically relevant ranges. When measured like a patient sample, the regular use of the quality control material can provide proof for proper functioning of the HemoCue Hb 201 systems.

Quality control materials should be used in accordance with local, state, and/or federal regulations or accreditation requirements.

Contents Purified bovine hemocysat, stabilizers and preservatives.

Precutions and Warnings

- For in vitro diagnostic use.
- Do not freeze.
- Only mix by hand.
- Caution: Eurotrol HemoTro® contains material of bovine origin. The product is free from transmissible spongiform encephalopathies (TSEs). However, no test method can offer complete assurance that products derived from bovine source material are free from infectious agents and may transmit infectious agents.
- Follow good laboratory practice while using the product.
- Disposition of all waste material should be in accordance with the local guidelines.
- Caution: U.S. federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed practitioner.

For the shelf life at 2 to 8 °C (36 - 46 °F) see the expiration date on the vial label. After opening, the product is stable at 2 to 30 °C (36 - 86 °F) for 30 days when handled according to procedure.

Procedure For optimal performance the product should be treated as a patient sample and instructions for use of the HemoCue Hb 201 systems should be followed.

- Equilibrate the vial for 15 minutes to a temperature of 15 to 30 °C (59 - 86 °F).
- Directly before use, gently mix by hand for at least 30 seconds to completely mix the contents.
- Hold the vial in an upright position and tap the cap to remove liquid from the dropper tip (Figure 1).
- Open the cap carefully without squeezing the vial (Figure 2).
- Discard the first drop of the quality control liquid.
- Apply a drop on a hydrophobic surface and use it immediately for measurement as indicated in the analyzer user manual.
- After sampling, remove any liquid of the quality control from the colored cap with a clean tissue and recap properly.
- Return to indicated storage conditions after use. The entire procedure has to be repeated every time upon removing the quality control from storage during the entire open-vial time period.

- Limitations**
- The quality control material should not be used past open-vial time period or expiration date.
 - The quality control material is not intended for use as calibrator / standard.
 - Incomplete resuspension of the quality control material prior to use invalidates the measured sample and any following measurements made with the remaining quality control material.
 - The ranges of the product are intended only as guidelines and laboratories should determine the ranges based on their own test system and tolerance limits.

Expected Values For expected values see the batch code specific table. The means and ranges were derived from replicate analyses on the HemoCue Hb 201 systems and are specific for that batch code of the product.

For further information or technical assistance, please contact:

EU Eurotrol B.V. Keplerlaan 20 6716 BS Ede USA Phone: +31 318 695 777 E-mail: office@eurotrol.com www.eurotrol.com	Eurotrol Inc. 850 N Black Branch Rd, Elizabethtown, KY USA Phone: +1 (502) 501-1180 E-mail: officeUSA@eurotrol.com
---	---

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the member state where the user and/or the patient is established.

Revision	Effective Date	Change to previous revision
01	13-12-2018	First revision
02	06-03-2019	Update of section 'Storage and Stability'.

All trademarks are the property of their respective owners. © 2018, Eurotrol B.V.

NL Toepassing Eurotrol HemoTro® is een geanalyseerd kwaliteitscontrolemateriaal voor professioneel gebruik, bedoeld voor de verificatie van de prestaties van de HemoCue Hb 201 systemen. HemoTro® is bedoeld voor de kwantitatieve bepaling van hemoglobine.

Samenvatting en principe Eurotrol HemoTro® is een kwaliteitscontrolemateriaal met een bekende hemoglobineconcentratie in drie klinisch relevante niveaus. Als HemoTro® wordt gemeten als een patiëntenmonster kan het bij normaal gebruik bewijs leveren voor het correct functioneren van de HemoCue Hb 201 systemen. Het gebruik van kwaliteitscontrolemateriaal moet overeenkomen met lokale, nationale en/of federale regulaties en accreditatievereisten gebruikt te worden.

Inhoud Reinigd bovijnhemocysaat, stabilisatoren en conserveringsmiddelen.
Zorgzaamtealgren en waarschuwingen

- Voor in-vitro diagnostisch gebruik.
- Niet invriezen.
- Alleen handmatig mengen.
- Waarschuwing: Eurotrol Hemo® bevat materiaal afkomstig van runderen. Het product is vrij van transmissible spongiforme encephalopathies (TSEs). Geen enkele test kan echter voldoende zekerheid verschaffen dat producten afkomstig van runderen geheel geen infectieziekten kunnen overdragen.
- Volg goede laboratoriumpraktijken bij gebruik van het product.
- Avoer van afvalmaterialen moet in overeenstemming zijn met lokale richtlijnen voor afvalverwerking.
- Let op: volgens de federale wetgeving van de V.S. mag dit product uitsluitend gekocht worden door of in opdracht van een bevoegde professional.

Opslag en stabiliteit

Voor de houdbaarheid bij 2 tot 8 °C (36 - 46 °F) zie de houdbaarheidsdatum op het label van de fles. Na openen van de fles is het product 30 dagen stabiel bij 2 tot 30 °C (36 - 86 °F) indien het volgens procedure behandeld wordt.

Procedure

Voor optimale prestaties dient het product te worden behandeld als een patiëntenmonster en dient de handling van de HemoCue systemen gevolgd te worden.

- Laat de fles gedurende 15 minuten op een temperatuur van 15 tot 30 °C (59 - 86 °F) komen.
- Direct voor gebruik dient het flesje handmatig geschud te worden voor tenminste 30 seconden om de inhoud volledig te mengen.
- Houd de fles rechtop en tik tegen de dop om voelstofd uit de droppelaar te verwijderen (Afbeelding 1).
- Open de dop voorzichtig zonder in de fles te raken (Afbeelding 2).
- Gooi de eerste druppel van de kwaliteitscontroloeiostof weg.
- Breng een druppel op een hydrofob oppervlak en gebruik het meten voor analyse volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het analyse instrument.
- Verwijder voelstof van de gekleurde dop met een schone tissue en sluit de fles na gebruik.
- Sla het product na gebruik op bij de aanbevelen voor het product. Herhaal de hele procedure elke keer dat het product uit de opslag wordt gehaald gedurende de gehele periode dat het product in gebruik is.

Limitaties

- Het kwaliteitscontrolemateriaal dient na het verlopen van de houdbaarheidsdatum niet meer gebruikt te worden.
- Het kwaliteitscontrolemateriaal is niet bedoeld om gebruikt te worden als kalibrator of standaard.
- Onvoldoende resuspensie van het kwaliteitscontrolemateriaal maakt de meting en daaropvolgende metingen met de rest van het materiaal onbetrouwbare.
- De waarden die zijn toegekend aan het product dienen enkel als een richtlijn; laboratoria dienen zelf ranges vast te stellen gebaseerd op hun eigen test systeem en bijbehorende tolerantie limieten.

Verwachte waarden

Voor verwachte waarden zie de batchcode specifieke tabel. Het gemiddelde en bereik van de testwaarden zijn verkregen doormiddel van meerdere metingen met de HemoCue Hb 201 systemen en zijn specifiek voor die batch.

Neem voor meer informatie contact op met:

EU Eurotrol B.V. Keplerlaan 20, 6716 BS Ede Nederland Telefoon: +31 318 695 777 E-mail: office@eurotrol.com www.eurotrol.com	Eurotrol Inc. 850 N Black Branch Rd, Elizabethtown, KY Verenigde Staten Telefoon: +1 (502) 501-1180 E-mail: officeUSA@eurotrol.com
--	---

Eik aan dit product gerelateerde ernstige incident, dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van het land waar het incident heeft plaatsgevonden en/of waar de patiënt is gevestigd.

Revisie	Ingangsdatum	Verandering ten opzichte van vorige revisie
01	13-12-2018	Eerste revisie.
02	06-03-2019	Update van sectie 'Opslag en stabiliteit'

Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. © 2018, Eurotrol B.V.

DE Zweckbestimmung Eurotrol HemoTro® ist ein Referenzmaterial zur Qualitätskontrolle für den Einsatz im professionellen Bereich zur Bestätigung der Leistungsmerkmale des Systems HemoCue Hb 201. HemoTro® dient zur quantitativen Bestimmung von Hämoglobin.

Zusammenfassung und Wirkungsweise

Eurotrol HemoTro® ist ein Qualitätskontrollmaterial, das bestimmte Hämoglobin-Konzentrationen in drei klinisch relevanten Bereichen enthält. Wenn die Qualitätskontrollmaterial regelmäßig wie ein Patientenprobe analysiert wird, kann damit der Nachweis für die einwandfreie Funktion des Systems HemoCue®Hb 201 erbracht werden.
Qualitätskontrollmaterial ist unter Berücksichtigung lokaler, federaler oder nationaler Vorschriften und oder Akkreditierungsanforderungen zu verwenden.

Inhalt

Aufgereinigtes bovines Hämocysat, Stabilisatoren und Konservierungsstoffe.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- In-vitro-Diagnostikum.
- Nicht einfrieren.
- Nur manuell durchmischen.
- Vorsicht: Eurotrol HemoTro® enthält Stoffe bovinen Ursprungs. Das Produkt ist frei von transmissiblen spongiformen Enzephalopathien (TSE). Aber keine Testmethode kann mit absoluter Sicherheit garantieren, dass Produkte aus bovinem Ausgangsmaterial keine Infektionserreger enthalten, die sie übertragen könnten.
- Bei der Anwendung dieses Produkts ist die Gube Laborpraxis einzuhalten.
- Die Entsorgung aller Abfallmaterialien hat gemäß geltenden nationalen Vorschriften erfolgen.
- Vorsicht: Laut US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur an einen Arzt oder auf dessen Bestellung hin abgegeben werden.

Lagerung und Stabilität

Die Dauer der Haltbarkeit bei 2 °C bis 8 °C (36 - 46 °F) ist dem Ablaufdatum auf dem Etikett des Fläschchens zu entnehmen. Nach dem Öffnen ist das Produkt bei 2 °C bis 30 °C (36 - 86 °F) 30 Tage lang stabil, vorausgesetzt, es wird gemäß dem vorgeschriebenen Verfahren eingesetzt.

Verfahren

Um die optimale Performance zu erreichen, sollte das Produkt wie eine Patientenprobe gehandhabt werden. Außerdem ist die Gebrauchsanweisung des Systems HemoCue®Hb 201 zu befolgen.

- Lassen Sie das Fläschchen 15 Minuten lang eine Temperatur zwischen 15 °C und 30 °C (59 - 86 °F) annehmen.
- Schütten Sie das Fläschchen direkt vor der Verwendung mindestens 30 Sekunden lang mit der Hand, um den Inhalt vollständig zu durchmischen.
- Halten Sie das Fläschchen aufrecht und tippen Sie auf den Deckel, um Flüssigkeit aus der Tropfspitze zu entfernen (Abbildung 1).
- Öffnen Sie den Deckel vorsichtig, ohne das Fläschchen zusammenzudrücken (Abbildung 2).

Verwerfen Sie den ersten Tropfen Qualitätskontrollflüssigkeit. Geben Sie einen Tropfen auf eine hydrophobe Oberfläche und führen Sie unverzüglich eine Messung durch, wie im Handbuch für den Analyser beschrieben.

Entfernen Sie nach der Entnahme der Qualitätskontrollflüssigkeit mit einem sauberen Tuch vom farbigen Deckel und verschließen Sie das Fläschchen ordnungsgemäß.

Bewahren Sie das Fläschchen nach dem Einsatz unter den vorgegebenen Lagerungsbedingungen auf. Dieses gesamte Verfahren ist jedes Mal vor der Entnahme des Qualitätskontrollfläschchens aus der Lagerung zu wiederholen, solange der Verwendungszweck nach Öffnung nicht abgeklärt ist.

Einschränkungen

- Das Qualitätskontrollmaterial darf nicht über den Verwendungszweck nach Öffnung oder über das Ablaufdatum hinaus eingesetzt werden.
- Das Qualitätskontrollmaterial ist nicht als Kalibrator/Standard einzusetzen.
- Eine unvollständige Resuspension des Qualitätskontrollmaterials vor dem Einsatz führt zu ungenügenden Ergebnissen bei Messung dieser Probe und/oder nachfolgenden Messungen mit dem verbleibenden Qualitätskontrollmaterial.
- Unvollständige Resuspension des Produkts führt nur als Richtlinie zu verstehen. Jedes Labor sollte seine Referenzbereiche entwickeln, die auf dem eigenen Testsystem und den eigenen Toleranzgrenzen basieren.

Referenzwerte

Die Referenzwerte entnehmen Sie bitte der speziellen Tabelle für die jeweilige Charge. Die Mittelwerte und Wertebereiche wurden anhand wiederholter Analysen auf dem HemoCue® Hb 201 System ermittelt und sind spezifisch für die jeweilige Produktcharge.

Für weitere Informationen oder technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

EU Eurotrol B.V. Keplerlaan 20, 6716 BS Ede, Niederlande Phone: +31 318 695 777 E-Mail: office@eurotrol.com www.eurotrol.com	Eurotrol Inc. 850 N Black Branch Rd, Elizabethtown, KY USA Phone: +1 (502) 501-1180 E-Mail: officeUSA@eurotrol.com
---	---

Alle schwierigen Vorfälle, die in Zusammenhang mit diesem Produkt auftreten, sind dem Hersteller sowie den zuständigen Behörden des Mitgliedsstaats zu melden, in dem der Anwender und/oder der Patient angesiedelt sind.

Revision	Ungültigkeitsdatum	Änderungen gegenüber voriger Revision
01	13-12-2018	Erste Revision
02	06-03-2019	Aktualisierung des Abschnitts 'Lagerung und Stabilität'.

Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2018, Eurotrol B.V.

DA Tilgnet anvendelse

Eurotrol HemoTro® er et analyseret kvalitetskontrollmateriale til professionel brug i kontrollen af HemoCue Hb 201-systemernes funktionsegenskaber. HemoTro® er beregnet til kvantitativ bestemmelse af hæmoglobin.

Sammenlægning og princip

Eurotrol HemoTro® er et kvalitetskontrollmateriale, der indeholder en kendt hæmoglobinkoncentration inden for tre klinisk relevante måleområder. Ved måling som var det en patientprøve kan regelmæssig brug af kvalitetskontrollmaterialet give bevis for, at HemoCue Hb 201-systemerne virker korrekt.

Kvaliteitskontrollmateriale skal bruges i overensstemmelse med lokale, nationale og/eller statslige bestemmelser eller krav til godkendelse.

Inndhold

Renset bovint hemocysat, stabilisatorer og konserveringsmidler.

Advarsler og forsigtighedsregler

- Til diagnostisk anvendelse in vitro.
- Må ikke nedfryses.
- Bare håndteres manuelt.
- Forsigtig: Eurotrol HemoTro® indeholder materiale af bovin oprindelse. Produktet indeholder ingen transmissible spongiforme encephalopatiser (TSE'er). Der findes dog ingen testmetode, som kan give fuldstændig sikkerhed for, at produkter af bovin oprindelse er fri for smitteoffer og ikke kan overføre smitteoffer.
- Følg god laboratoripraksis i anvendelse af produktet.
- Bortskaffelse af alle afvalsmaterialer skal ske i overensstemmelse med lokale retningslinjer.
- Forsigtig: Ifølge amerikansk lovgivning må dette udstyr kun sælges af en læge eller efter lægeordination.

Opbevaring og stabilitet

Se udløbsdatoen på hætteglasset eller vedrørende holdbarheden ved 2 til 8 °C (36 - 46 °F). Efter åbning er produktet stabilt ved 2 til 30 °C (36 - 86 °F) i 30 dage, når det behandles i henhold til proceduren.

Procedure

For at opnå optimale resultater skal produktet behandles som en patientprøve, og brugsanvisningen til HemoCue Hb 201-systemerne skal følges.

- Lad hætteglasset stå i 15 minutter, indtil det har opnået en temperatur på 15 til 30 °C (59 - 86 °F).
- Ryst hætteglasset med hånden umiddelbart inden brug, så indholdet blandes helt.
- Hold hætteglasset lodret, og bank på hæften for at fjerne væske fra pipettespidsen (figur 1).
- Åbn forsigtigt hæften uden at trykke på hætteglasset (figur 2).
- Kassér den første dråbe af kvalitetskontrolvæsken.
- Placer dråbe på en vandafvisende overflade, og brug straks dråben til en måling som beskrevet i instrumentets brugermanual.
- Fjern efter målingen eventuel kvalitetskontrolvæske fra den farvede hætte med en ren serviet, og sæt hæften rigtigt på igen.

Alle materialer tilbage efter brug under de oplyste opbevaringsbetingelser. Hele proceduren skal gentages hver gang kvalitetskontrollmaterialet er ikke brugt eller er udløbet.

Begrænsninger

- Kvaliteitskontrollmateriale må ikke anvendes, når tidsgrænsen for et åbnet hætteglas er nået eller efter udløbsdatoen.
- Kvaliteitskontrollmateriale er ikke beregnet til at blive brugt som kalibrator/standard.
- Ufuldstændig genopslæmning af kvalitetskontrollmaterialet før brug udfjælder den målte prøve og eventuelle efterfølgende målinger, der er foretaget med det resterende kvalitetskontrollmaterialet.
- Produkts måleområder skal kun ses som referencer, og laboratorier bør fastlægge måleområderne på baggrund af deres egne testsystemer og tolerancegrænser.

Fornvandede værdier

Se tabellen, der gælder specifikt for den enkelte batchcode, med information om forventede værdier, gennemsnit og måleområder er udlæst af gentagne analyser på HemoCue Hb 201-systemerne og er specifikke for den pågældende batchcode til produktet.

For mere information eller teknisk hjælp, kontakt da:

EU Eurotrol B.V. Keplerlaan 20, 6716 BS Ede, Holland Telefoon: +31 318 695 777 E-mail: office@eurotrol.com www.eurotrol.com	Eurotrol Inc. 850 N Black Branch Rd, Elizabethtown, KY USA Telefoon: +1 (502) 501-1180 E-mail: officeUSA@eurotrol.com
--	--

Enhver alvorligt hændelse, der er opstået i forbindelse med anvendelse af instrumentet, skal indberettes til producenten og den relevante myndighed i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten er bosat.

Änderingsoversigt

Ändring	Ikrafttrædelsesdato	Ändring förlöngande ändring
01	13-12-2018	Förste ändring
02	06-03-2019	Opdatering af afsnittet 'Opbevaring og stabilitet'.

Alle varemærker tilhører deres respektive ejere. © 2018, Eurotrol B.V.

SE Avsedd användning

Eurotrol HemoTro® är en kontrollöslning för professionell användning. Den används för att verifiera prestandaegenskaper hos HemoCue Hb 201-systemen. HemoTro® är avsett för kvantitativ bestämning av hemoglobin.

Sammanfattning och princip

Eurotrol HemoTro® är en kvalitetskontroll som innehåller en känd hemoglobinkoncentration i tre kliniskt relevanta intervall. Genom att mäta kontrollöslningen på samma sätt som ett patientprov, kan den visa om HemoCue Hb 201-systemen fungerar som de ska.
Kvaliteitskontrollmatieriale ska användas i enlighet med lokala, regionala och/eller statliga förfordningar eller godkännandedkrav.

Innehåll

Rensat bovint hemocysat, stabilisatorer och konserveringsmedel.

Försiktighetsåtgärder och varningar

- For in vitro-diagnostisk användning.
- För ej frysas.
- Blandas endast manuellt.
- Varning: Eurotrol HemoTro® innehåller material av bovint ursprung. Produkten är fri från transmissibla spongiforma encefalopatiser (TSE). Det finns emellertid inga testmetoder som kan säkerställa att produktet som härrör från bovint material är fria från smittbarande agens och därmed kan de överföra smittförande agens.
- Följ god laboratoriearbete när du använder produktet.
- All avfallshandling ska ske i enlighet med lokala riktlinjer.
- Varning: Enligt federal (USA) lag får denna produkt endast säljas av eller på ordination av legitimerad läkare.

Lagring och stabilitet

Hållbarheten vid 2 till 8 °C (36 - 46 °F) anges med utgångsdatumet på flaskans märkning. När produkten har öppnats är den stabil vid 2-30 °C (36 - 86 °F) i 30 dagar när den hanteras enligt anvisningarna för föraranord.

Föraranord

För optimal prestanda ska produkten hanteras som ett patientprov och brugsanvisningen för HemoCue Hb 201-systemen ska följas.

- Ekvibrera flaskan i 15 minuter till en temperatur på 15 till 30 °C (59 - 86 °F).
- Precis före användning ska innehållet blandas forsiktigt för hand i minst 30 sekunder tills det är helt blandat.
- Håll flaskan upprätt och knacka på locket för att lå bort vätskan ur droppflaskans spets (figur 1).
- Öppna flaskan försiktigt och lått på korken för att fjerne vätsken fra dryppspetsen (figur 2).
- Kassera den första droppen av kontrollöslningen.
- Applcira en droppe på den hydrofoba ytan och använd den omedelbart för mätning enligt analytators brugsanvisning.
- Efter prövsamningens användnig ren rengörk för att lå bort all vätska från kvalitetskontrollens färgade lock och sedan sättis locket noggrant på igen.

8. Efter användning tillämpas återigen de angivna lagring/förhållandena. Hela föraranordet måste upprensas varje gång kvalitetskontrollen har lämnat lagret fram till den tidsgräns som gäller efter att flaskan har öppnats.

Begränsningar

- Kontrollöslningen ska inte användas efter den tidsgräns som gäller efter att flaskan har öppnats eller efter utgångsdatumet.
- Kontrollöslningen är inte avsedd att användas som kalibrator/standard.
- Ofullständig suspendering av kontrollöslningen före användning ogillgörig förömsningtiten och alla efterföljande mätningar kommer vara felaktiga.
- Intervallen för produkten är endast avsedda som riktlinjer och laboratoriet ska fastställa intervallen baserat på det egna testsystemet och dess toleransgränser.

För ytterligare information eller teknisk hjälp kontakta:

EU Eurotrol B.V. Keplerlaan 20, 6716 BS Ede, Nederländerna Telefoon: +31 318 695 777 E-post: office@eurotrol.com www.eurotrol.com	Eurotrol Inc. 850 N Black Branch Rd, Elizabethtown, KY USA Telefoon: +1 (502) 501-1180 E-post: officeUSA@eurotrol.com
--	--

Eventuelt alvorlig incident som oppkommer med produktén ska rapporteres til tilvekeren og behörig silyttsmyndighet i det land där användaren och/eller patienten befinner sig.

Revisjonshistorik

Revisjon	Gjiltighetsdato	Ändring av tidligere revidering
01	2018-12-13	Första revideringen
02	2019-03-06	Opdatering av avsnittet 'Lagring og stabilitet'.

Alla varumärken tillhör respektive ägare. © 2018, Eurotrol B.V.

NO Tiltenkt bruk

Eurotrol HemoTro® er et analyseret kvalitetskontrollmateriale til professionel brug som brukes til å verifisere ytelseegenskapene til HemoCue Hb 201-systemet. HemoTro® er beregnet på kvantitativ bestemmelse av hæmoglobin.

Eurotrol HemoTro® er et kvalitetskontrollmateriale som inneholder en kjent hemoglobinkonentrasjon i tre klinisk relevante områder. Når det måles som en pasientprøve, kan regelmessig bruk av kvalitetskontrollmateriale bevis at HemoCue Hb 201-systemet fungerer som det skal.

Kvaliteitskontrollmateriale skal brukes i henhold til lokale og/eller nasjonale forskrifter eller krav til godkjenning.

Renset bovint hemocysat, stabilisatorer og konserveringsmidler.

Forsiktighedsregler og varninger

- Til in vitro-diagnostisk bruk.
- Skal ikke fryses.
- Skal bare blandes for hånd.
- Forsiktig: Eurotrol HemoTro® inneholder materiale av bovin opprinnelse. Produktet er fritt for overførbare spongiforme encefalopatiser (TSE). Ingen testmetode kan imidlertid gi full forsikring om at produktet som er avledet av bovin råmateriale er fri for infeksiose virkestoffer og kan overføre slike virkestoffer.
- Følg god laboratoriepraksis ved bruk av produktet.
- Avfallshandtering skal gjennomføres i henhold til lokale retningslinjer.
- Forsiktig: Federal lov i USA begrenser salg av denne enheten an ellers på forordning av lege.

Opbevaring og stabilitet

Se utløpsdatoen på flaskens etikett for å finne levetiden ved 2 til 8 °C (36 -46 °F). Etter åpning er produktet stabilt ved 2 til 30 °C (36 -86 °F) i 30 dager når det håndteres i henhold til prosedyren.

Prosedyre

Før optimal ytelse skal produktet behandles som en pasientprøve, og brugsanvisningen for HemoCue Hb 201-systemet skal følges.

- Ekvibrer ampullen i 15 minutter til en temperatur på 15 til 30 °C (59 -86 °F).
- Bland ampullen forsiktig for hånd i minst 30 sekunder rett før bruk for å blande innholdet godt.
- Hold ampullen oppreist, og slå lett på korken for å fjerne væsken fra dryppspetsen (figur 1).
- Åpne lokket forsiktig uten å klemme på ampullen (figur 2).
- Forkast den første dråpen med kvalitetskontrolvæsken.

6. Påfør en dråpe på en hydrofob overflate, og bruk den umiddelbart til måling som angitt i brukerhåndboken for analysatoren.

7. Etter prøvetakingen må du fjerne eventuelt kvalitetskontrolvæske fra det fargede lokket med en rent papirhåndkle og sette lokket helt på igjen.

8. Avfallshandling skal gjennomføres i henhold til lokale retningslinjer.

9. Følg god laboratoriepraksis i

