



Dokumentationsbogen

Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen

Messsystem:

Verwendete Kontrolle:

Analyt: Albumin in Urin
 System: HemoCue Albumin
 Serien-Nr.: _____
 Probenmaterial: Urin
 Maßeinheit: mg/L
 Messmethode: Turbiditätsmethode

Hersteller: Eurotrol
 Albutrol: _____
 Chargennr.: _____
 Zielwert : _____
 erlaute Abw. von: _____ bis: _____
 zu. rel. Abw.: 15,0%

Datum	Uhrzeit	Messwert	Abweichung vom Zielwert	Freigabe		Ergriffene Korrekturmaßnahme	Untersucher	
				ja	nein		Name	Unterschrift

Bezeichnung des Laboratoriums: _____ Bezeichnung des Messplatzes: _____

Mindestens ein Mal je Woche, muss eine Kontrollprobe gemessen und beurteilt werden.
 Aufbewahrungsfrist: 5 Jahre