

6 wichtige Punkte für die Rücksendung

Super ID™

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

das unsachgemäße Verpacken und/oder die Benutzung ungeeigneter Verpackungsmaterialien kann das Gerätesystem beim Transport erheblich beschädigen. Daher bitten wir Sie, kein Verpackungsmaterial des Original-Kartons zu entsorgen.

Auch das Versenden eines nicht entleerten Gerätes kann Kosten in Höhe von bis zu 300 Euro verursachen.

Zur richtigen Verpackung und Rücksendung beachten Sie bitte nachfolgende Punkte.

Wir bedanken uns für Ihre Mühe und Ihr Verständnis
Ihr Hitado-Team



Punkt 1: Entleeren des Gerätesystems

Schrauben Sie zunächst den linken Vorratsschlauch ab und nehmen Sie diesen heraus.

Nach einem kurzen Aus- und wieder Einschalten startet automatisch der Spülvorgang um das Gerät zu entleeren.



Punkt 2: Der Abbau

Nach Beenden des Spülvorgangs erscheint im Display "Containerkit", dann nehmen Sie den Abfallschlauch ab und entfernen Sie das Containerkit vom Gerät.

Entnehmen Sie falls vorhanden die Param-Card, schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Netzteil.



Punkt 3: Gerätegehäuse reinigen

Säubern Sie anschließend das Gerätegehäuse äußerlich mit einem, mit Desinfektionsmittel befeuchteten, Tuch.

Verwenden Sie hierzu Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion.



Punkt 4: Verpacken des Gerätes

Legen Sie das Gerät mit der Vorderseite in den Schaumstoff. Das Typenschild mit der Seriennummer sollte dabei lesbar sein.

Die Schlauchanschlüsse sollten rechtst so auf dem Schaumstoff aufliegen, dass sie nicht auf das Display drücken und dieses beschädigen. Überprüfen Sie erneut die folgenden Fragestellungen, um eine Beschädigung des Gerätes während des Transports zu vermeiden:

Wurde das Containerkit demontiert?

Wurde das Gerät gespült?

Wurden alle Verbrauchsmaterialien entfernt?



Punkt 5: Versandfertig machen

Setzen Sie die zweite Schaumstoffhälfte locker auf und legen Sie das Kabel sowie das Netzteil seitlich in die Vertiefung. Anschließend verschließen Sie den Karton mit Paketklebeband. Wenn sich der Karton nicht einfach schließen lässt, muss die Lage des Gerätes überprüft werden. **Bitte den Karton nicht gewaltsam zudrücken!**



Punkt 6: Geräteaufbau Austauschgerät

Entnehmen Sie das Gerät aus dem Karton. Setzen Sie bei dem Super GL compact die OP Card sowie den Sensor ein und hängen das Containerkit an. Schließen Sie im Anschluss daran das Netzteil am Strom an und verbinden Sie diesen mit dem Gerät. Schalten Sie das Gerät anschließend ein. Nach dem Einschalten startet ein Spülvorgang und das Gerät beginnt mit einer Einlaufzeit.

Nähere Informationen zu diesen Produkten finden Sie unter www.hitado.de